

## FICHA TÉCNICA



**Producto:** Frasco Succión

**REGISTRO INVIMA 2016-DM-0015359**

**Marca:** Konsung

**Uso:** Frasco para recolección de secreciones.

**Presentación comercial:** Unidad.

**Materiales:** construido en polietileno de alta densidad, translucido.

**Capacidad:** 1.000 c.c.

**Características:**

Reusable

Tapa antiretorno.

Uso en clínicas, hospitales y domicilios.

**Medidas:** alto 19cm y diámetro 12cm. Peso 400gr

**Almacenamiento:** Temperatura 5-40°C, Humedad <80%.

**Riesgo:** El frasco para succión no tiene ningún riesgo de uso ya que no entra en contacto con el paciente, únicamente se utiliza para recolectar las secreciones resultantes del proceso de succión mediante una manguera y una sonda.

**Recomendaciones:** el frasco debe ser de uso personal, y se puede esterilizar y reutilizar con el mismo paciente.

**Vida útil:** 3 años.