

FICHA TÉCNICA



Producto: Kit para nebulización

Referencias:

8924: Kit nebulización adulto

8906 Kit nebulización pediátrico

Descripción: El kit consta de micronebulizador para suministro de aerosol con frasco transparente, tapa de color blanco y cono interno verde oscuro; máscara para aerosol adulto o pediátrica transparente, con elástico de color verde oscuro; manguera lisa de 2.10 metros transparente.

Presentación comercial: Empaque unitario en bolsa plástica sellada herméticamente con instructivo de uso interno, caja x 50 unidades.

Características: El micronebulizador nebuliza en cualquier posición, menor tiempo de tratamiento, superficie en cono que provee mayor capilaridad y menor tamaño de las partículas, tubo de seguridad de tres canales, máscara con diseño anatómico, liviana y suave.

Materiales: Máscara en cloruro de polivinilo transparente, barra nasal en aluminio, elástico de ajuste. PVC grado médico, libre de látex.

REGISTRO INVIMA 2017DM- 0016741

Uso: Nebulizador para el suministro de aerosol por máscara. Desechable (un solo uso) tanto a nivel hospitalario como ambulatorio.

Vida útil: Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.

Almacenamiento: Temperatura de almacenamiento de -20°C a 50°C. Mantener en lugares secos, sin humedad, lejos de la luz directa del sol.

Riesgo: Bajo riesgo de uso. (No invasivo). Riesgo moderado con alta presión de oxígeno. Riesgo de carga microbiológica cuando se reusa.

Proceso de destrucción: Usualmente el proceso de destrucción es por fuego, en el uso ambulatorio coloque el dispositivo dentro de una bolsa y arrójelo a una caneca con tapa que sea recogida en forma periódica, en el uso hospitalario una vez usado colóquelo en una caneca para material biológico contaminado y enlace con el sistema de recogida de residuos hospitalarios de la ciudad.