

## FICHA TÉCNICA



**Producto:** Máscara Nasal sin apoyo frontal

**Referencia:** N5A

**Descripción:** La máscara nasal es un accesorio para ventiladores que suministran ventilación no invasiva de presión positiva continua o binivel en las vías respiratorias. Diseño sin marco en la frente para mayor comodidad.

**Presentación comercial:** Empaque unitario en bolsa plástica sellada herméticamente.

**Características:** Posee una muesca encima del cojín que permite mejor adaptación a la nariz. Libertad de movimiento con menos fugas de aire. Codo giratorio de 360°. Broches de ajuste para el contorno facial. Último diseño en los orificios de ventilación que se caracterizan por bajo ruido. Está constituida por cojín y marco principal únicamente, lo que permite que el montaje, desmontaje y limpieza sean más fáciles.

**Presión de terapia:** 4 a 25 cmH<sub>2</sub>O.

|                              |    |    |    |    |    |
|------------------------------|----|----|----|----|----|
| Presión (cmH <sub>2</sub> O) | 4  | 9  | 15 | 20 | 25 |
| Flujo (L/min)                | 19 | 30 | 39 | 46 | 52 |

**Resistencia:** Caída de presión medida (promedio de 3 tamaños)

A 50 L/min: 0,2 cmH<sub>2</sub>O

A 100 L/min: 0,8 cmH<sub>2</sub>O

**Materiales:** Almohadilla siliconada. Libre de látex.

**REGISTRO SANITARIO INVIMA 2011DM-0007704**

**Uso:** Está indicada para pacientes adultos (>30 kg) para quienes la terapia de presión positiva en las vías respiratorias ha sido formulada.

**Precaución:** Seguir las indicaciones del manual de usuario.

**Condiciones ambientales:**

Temperatura de funcionamiento: >5°C a >40°C

Humedad de funcionamiento: 0% a 93% humedad relativa, sin condensación.

Temperatura de Almacenamiento y transporte: -20C a +55C

Humedad de almacenamiento y transporte: 10%-93 % humedad relativa, sin condensación.