

FICHA TÉCNICA



Producto: Succionador portátil

Marca: Konsung

Referencia: 9E-B

Características:

Succionador para uso en casa, consultorios y transporte del paciente.
Trabajo liviano.
Uso adulto, pediátrico y neonatal.
Modos de suministro de energía eléctrica: corriente alterna, corriente continua y batería.
Garantía de un año por defecto de fabricación.

REGISTRO INVIMA 2016DM-0015359

Uso: Para aspiración de secreciones en boca y vía aérea para permitir una respiración adecuada o ventilación del paciente.

Recomendaciones: se debe dejar cargando la batería en un tiempo máximo de 4 horas. Antes de poner en funcionamiento el succionador, importante revisar que el fusible esté conectado para que la batería funcione adecuadamente.

Especificaciones:

Voltaje	110 V - 12 VDC
Potencia de entrada	90 VA
Ruido	≤65 dB
Presión negativa máxima	≥0.075 MPa
Poder de succión	15 L/min
Tiempo de trabajo continuo	0 - 30 min
Tiempo de descanso	30 min
Peso	6.7 kg
Temperatura de almacenamiento	-25c - 70c
Humedad de almacenamiento	10% - 90%

Accesorios incluidos:

- Frasco de 1.000 ml
- Filtro de aire
- Manguera para succión
- Cable de poder de 110 Voltios
- Cable de poder de 12 Voltios
- Batería recargable